



<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor IK	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Disahkan Oleh	Ketua Jurusan Fisioterapi
<b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b> 	Nama IK	Cervical Actimove
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>3. Kurikulum Program Studi Politeknik Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan</li> <li>5. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta</li> <li>6. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data (PS-POLTEKKES-SKA-02)</li> <li>7. Prosedur Pengendalian Proses Perkuliahan (PBM-POLTEKKES-SKA-03/RO)</li> <li>8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>9. Standar Alat Laboratorium Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Cervical Actimove dalam proses pembelajaran di laboratorium</li> <li>2. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran praktik di laboratorium</li> <li>3. Pedoman bagi pranata laboratorium pendidikan dalam melaksanakan tugasnya</li> <li>4. Pedoman bagi mahasiswa maupun semua civitas akademika yang menggunakan fasilitas alat – alat laboratorium</li> </ol>	
<b>Keterkaitan dengan SOP lain :</b>	<b>Peralatan Yang digunakan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kalibrasi Alat Laboratorium</li> <li>2. SOP Pengusulan Alat dan Bahan Laboratorium</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cervical Actimove</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"><li>3. SOP Penyimpanan Alat Laboratorium</li><li>4. SOP Inventarisasi Alat Laboratorium</li><li>5. SOP Peminjaman Alat</li><li>6. SOP Pemeliharaan Alat</li></ul>	
<b>Instruksi Kerja</b>	<b>Gambar Alat</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Stockinet dapat dipasang terlebih dahulu menyelubungi Cervical Actimove. Pasang Cervical Actimove di depan leher dengan posisi bagian tengah Cervical Actimove di bawah dagu.</li><li>2. Aplikasikan Cervical Actimove mengelilingi leher dan rekatkan ujungnya.</li><li>3. Pastikan Cervical Actimove tidak terlalu kencang karena dapat mengganggu pernafasan.</li></ul>	 <p>(Cervical Actimove)</p>